



Rozmiary i rodzaje dla każdego zastosowania

Modele dla dorosłych, bez funkcji lokalizacji LES

Typ	Kanały	Średnica	Odległość między czujnikami
PHNS	1	6.4 Fr/2.1 mm	
PHN5	2	6.4 Fr/2.1 mm	5 cm
PHN10	2	6.4 Fr/2.1 mm	10 cm
PHN15	2	6.4 Fr/2.1 mm	15 cm
PHN21	2	6.4 Fr/2.1 mm	21 cm

Modele dla dorosłych z funkcją lokalizacji LES

Typ	Kanały	Średnica	Odległość między czujnikami
PHIS	1	6.9 Fr/2.3 mm	
PHI5	2	6.9 Fr/2.3 mm	5 cm
PHI10	2	6.9 Fr/2.3 mm	10 cm
PHI15	2	6.9 Fr/2.3 mm	15 cm
PHI21	2	6.9 Fr/2.3 mm	21 cm

Modele Supraesophageal/LPR do pomiaru refluksów wysokich

Typ	Kanały	Opis	Odległość między czujnikami
VariTEC®	3	Rozdwojona,	10 cm (część proksymalna)
PHI10-V*		Lokalizacja zwieracza	

Sondy rozdwojone umożliwiają umieszczenie ramienia dystalnego w okolicy LES i ramienia proksymalnego w okolicy UES

Wszystkie sondy wyposażone są w uniwersalne 8 stykowe przyłącze. Mogą być stosowane w większości współczesnych pH-metrów.

Wszystkie produkty nie zawierają lateksu.

Modele pediatryczne, bez funkcji lokalizacji LES

Typ	Kanały	Średnica
PHNS-P	1	5 Fr / 1.67 mm

Bufory do kalibracji

Typ	Opis
D82-3103	pH 1.0 bufor do kalibracji
D82-3151	pH 4.0 bufor do kalibracji
D82-3152	pH 7.0 bufor do kalibracji

Sandhill Scientific oferuje sondy o innej konfiguracji na zamówienie

Szkolenia medyczne

Współczesna gastroenterologia wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Aby sprostać tym wymaganiom oferujemy szkolenia pod kierunkiem Dr Donalda Castell'a światowej sławy specjalisty z dziedziny motoryki i badań czynnościowych przełyku.

AirFLOW Sphincter Locator™ lokalizator LES

Umożliwia lokalizację LES przy użyciu sond ComforTEC PLUS z funkcją lokalizacji LES.



Sandhill Scientific, Inc
9150 Commerce Center Circle, #500
Highlands Ranch, CO 80129 USA
800.468.4556 303.470.7020
Fax: 303.470.2975
www.sandhillsci.com



ich moc "Z" pomoże postawić pełną diagnozę.

"Z" jest symbolem impedancji, technologii zastosowanej przez Sandhill Scientific aby stworzyć najbardziej czułe i dokładne narzędzie diagnostyczne.

tylko Sandhill Scientific połączył impedancję z manometrią w zestawie InSIGHT™ System oraz impedancję z pH-metrią w rejestratorze Sleuth™. Skontaktuj się z Twoim dystrybutorem w celu uzyskania dodatkowych informacji.